

Convertidores de tomada de gases medicinais



Experiência e confiança ao serviço da saúde.

Os **Convertidores de tomadas** de gases compostos por um conector e uma tomada, permitem o fornecimento seletivo de gases medicinais em equipamentos hospitalares.

Transformam a conexão instalada no centro hospitalar em outra adaptável e compatível com o equipamento de fornecimento ao paciente, mantendo sempre a compatibilidade com o gás de abastecimento da linha de canalização.

Múltiplas aplicações e modelos

A sua facilidade de conexão a cada uma das tomadas permite o seu uso numa grande variedade de aplicações, adaptando a conexão instalada com a conexão do equipamento.

Disponível numa ampla gama de conexões a tomadas de gases medicinais, CM, DIN, NF, etc.

Qualidade e segurança

Fabricados mediante um conector e uma tomada com materiais robustos e compatíveis com o gás da canalização, que lhe conferem uma grande durabilidade, garantindo uma estanqueidade e ausência de desgaste durante a sua vida útil.

Projetado de acordo com a norma UNE-EN ISO 9170-1, com certificado CE como Dispositivo Médico de acordo com a diretiva 93/42/CEE Classe IIb.

Convertidores de tomadas de gases medicinais segundo a norma



CONECTOR	GÁS	TOMADAS		
		CM	NF	DIN
 CM	O2	-	6000304	6000311
	AR	-	6000305	6000312
	VÁCUO	-	6000306	6000313
	N2O	-	600339	-
 NF	O2	6000300	-	6000317
	AR	6000301	-	6000318
	VÁCUO	6000302	-	6000319
	N2O	6000303	-	-
 DIN	O2	6000307	6000314	-
	AR	6000308	6000315	-
	VÁCUO	6000309	6000316	-
	N2O	6000310	-	-

www.gasin.com
tell me more



Gasin II – Gases Industriais Unipessoal, Lda

Rua do Progresso, 53 Perafita

4451-801 Leça da Palmeira

NIF. 510 183 751

Tlf. 229 998 353

info@gasin.com

www.gasinmedica.com